


## PASKI WSKAŹNIKOWE DO OZNACZANIA STĘŻENIA DWUTLENKU CHLORU



- ✓ Opakowanie zawiera 50 pasków
- ✓ Zakres pomiaru od 0,5 do 100 ppm
- ✓ Łatwy i szybki pomiar

### Sposób przeprowadzenia pomiaru:

Zanurzyć pasek w badanej próbce na 1 sekundę. Odczekać 10 sekund, następnie dopasować kolor do skali zamieszczonej na opakowaniu. Odczytać stężenie ClO<sub>2</sub>.